

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO PLUS

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	22/01/2020	Sw code	Rev. 1.7	Country I
D.A. code	962654	Model	2ES8-R/IQ	

LAYOUT 1




TABELLA PRODOTTI / PRODUCT TABLE

PRODOTTO/ PRODUCT	N° DOSAT./	TARAT. DOS. SETT. DOS. (gram/sec)		EV
Zucchero a porta	1	6,0		
Te' Tè nature Camomilla Prod. freddo 1	4	2,7	7,0	A / EV1
Latte	5	1,4	4,0	B
Cioccolata	6	2,5	6,4	
Orzo Prod. Freddo 2	7	0,65	1,8	D / EV2
Decaffeinato Prod. Freddo 3 Caffè Ginseng	8	2,5	6,4	
Acqua Fredda				
				EV3

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO PLUS

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	22/01/2020	Sw code	Rev. 1.7	Country I
D.A. code	962654	Model	2ES8-R/IQ	

DISPOSIZIONE TASTIERA / KEYBOARD SELECTION LAYOUT 01

Zucchero -	1	⊗	Zucchero +	11	⊗
Espresso 1	2	⊗	Espresso Premium	12	⊗
Caffè lungo 1	3	⊗	Caffè lungo Premium	13	⊗
Caffè macchiato 1	4	⊗	Caffè macchiato Premium	14	⊗
Cappuccino 1	5	⊗	Cappuccino Premium	15	⊗
Cappuccino con cioccolato 1	6	⊗	Cappuccino cioccolato Premium	16	⊗
Caffè decaffeinato	7	⊗	Caffè d'orzo	17	⊗
Macchiato decaffeinato	8	⊗	Caffè d'orzo Macchiato	18	⊗
Cappuccino decaffeinato	9	⊗	Cappuccino d'orzo	19	⊗
Cioccolata	10	⊗	The al limone	20	⊗

Latte	21
Cioccolata con latte	22
Tè nature al latte	24
Cioccolata forte	25
Camomilla	26
Senza bicchiere	27
Solo bicchiere	28
Ginseng cappuccino	29
Caffè 1 con Cioccolato	30
Caffè 2 con Cioccolato	31
Prodotto freddo 1 dosatore 4	32
Prodotto freddo 2 dosatore 7	33
Prodotto freddo 3 dosatore 8	34
Acqua fredda	35
Caffè ginseng	36
Ginseng macchiato	37
Latte macchiato	38
Latte macchiato premium	39
Zucchero +/-	40

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO PLUS

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	22/01/2020	Sw code	Rev. 1.7	Country I
D.A. code	962654	Model	2ES8-R/IQ	

PRESELEZIONI / PRESELECTIONS

PRESELEZIONE PRESELECTION (N.)	VARIAZ. DOSE DOSE VARIAT.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
Zucchero +	+ 33 %	Aumenta la dose di zucchero Increases the powder amount of sugar
Zucchero -	- 33 %	Riduce la dose di polvere di zucchero Decreases the powder amount of sugar
Senza bicchiere		Non sgancia il bicchiere No cup
Zucchero +/-	- 33%/0%/+33%	Aumenta/riduce la dose di Zucchero (5 step). Increases/reduces Sugar powder dose (5 step).

SELEZIONI / SELECTIONS LAYOUT 01

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES
(2) Espresso 1 [tot.25 cc]	Espresso (start 0) 80 cdv (25 cc)	7 gr		
(3) Caffè Lungo 1	Espresso (start 0) 128 cdv (40 cc)	7 gr		
(4) Caffè macchiato 1 [tot.50 cc]	Latte (start 0) 30 cdv (25 cc) Espresso (start 1) 80 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 3 gr/s
(5) Cappuccino 1 [tot.80 cc]	Latte (start 0) 66 cdv (55 cc) Espresso (start 1) 80 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 7 gr 2,5 gr/s
(6) Cappuccino cioc 1 [tot.90 cc]	Latte (start 0) 50 cdv (40 cc) Espresso (start 1) 80 cdv (25 cc) Cioccolata(start 2) 30 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 6 gr 3 gr/s Cioccolato 4 gr 4gr/s
(7) Caffè decaff	Caffè dec (start 0) 35 cdv (30 cc)	7 gr	High	Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO PLUS

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	22/01/2020	Sw code	Rev. 1.7	Country I
D.A. code	962654	Model	2ES8-R/IQ	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES
(8) Macchiato Decaffeinato [tot.60 cc]	Latte (start 0) 35 cdv (30 cc) Caffè dec (start 1) 35 cdv (30 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 3 gr/s Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s
(9) Cappuccino decaf [tot.90 cc]	Latte (start 0) 72 cdv (60 cc) Caffè dec (start 1) 35 cdv (30 cc)	7 gr	High	Latte 7 gr 2,5 gr/s Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s
(10) Cioccolata	Cioccolata(start 0) 113 cdv (90 cc)	0 gr	High	Cioccolato 24 gr 4gr/s
(12) Espresso premium [tot.25 cc]	Espresso (start 0) 80 cdv (25 cc)	7 gr		
(13) Caffè Lungo premium	Espresso (start 0) 128 cdv (40 cc)	7 gr		
(14) Caffè macchiato premium [tot.50 cc]	Latte (start 0) 30 cdv (25 cc) Espresso (start 1) 80 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 3 gr/s
(15) Cappuccino premium [tot.80 cc]	Latte (start 0) 66 cdv (55 cc) Espresso (start 1) 80 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 7 gr 2,5 gr/s
(16) Cappuccino cioc premium [tot.90 cc]	Latte (start 0) 50 cdv (40 cc) Espresso (start 1) 80 cdv (25 cc) Cioccolata(start 2) 30 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 6 gr 3 gr/s Cioccolato 4 gr 4gr/s
(17) Caffè Orzo	Caffè orzo(start 0) 72 cdv (60 cc)	7 gr	High	Caffè d'orzo 2,5 gr 1,5 gr/s
(18) Macchiato Orzo [tot.80 cc]	Latte (start 0) 35 cdv (30 cc) Caffè orzo(start 1) 61 cdv (50 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 3 gr/s Caffè d'orzo 2,5 gr 1,5 gr/s

**SELECTION TABLE DOSES
CONCERTO PLUS**

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	22/01/2020	Sw code	Rev. 1.7	Country I
D.A. code	962654	Model	2ES8-R/IQ	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
(19) Cappuccino d'orzo [tot.100 cc]	Latte (start 0) 61 cdv (50 cc) Caffè orzo(start 1) 61 cdv (50 cc)	7 gr	High	Latte 6 gr 2,5 gr/s Caffè d'orzo 2,5 gr 1gr/s		
(20) The al limone	The (start 0) 125 cdv (100 cc)	0 gr	Low	The 14 gr 3 gr/s		
(21) Latte	Latte (start 0) 113 cdv (90 cc)	7 gr	High	Latte 12 gr 2 gr/s		
(22)Ciocco - lata con latte	Ciocolata(start 0) 113 cdv (90 cc)	7 gr	High	Ciocolato 20 gr 4 gr/s Latte 5 gr 2 gr/s		
(24) Tè Nature latte [tot.100 cc]	Tè Nature (start 0) 87 cdv (70 cc) Latte (start 1) 35 cdv (30 cc)	7 gr	No	Tè nature 1 gr 0,5gr/s Latte 4 gr 3 gr/s		
(25) Ciocco- lata forte	Ciocolata(start 0) 125 cdv (100 cc)	0 gr	High	Ciocolato 30 gr 4,5 gr/s		
(26) Camomilla	Camomilla(start 0) 125 cdv (100 cc)	0 gr	Low	Camomilla 12,5 gr 2 gr/s		
(27) Senza bicchiere						
(28) Bicchiere						
(29) Cappuccino di ginseng [tot.100 cc]	Latte (start 0) 61 cdv (50 cc) Ginseng (start 1) 61 cdv (50 cc)	7 gr	High	Latte 6 gr 2 gr/s Ginseng 10 gr		
(30) Caffè 1 con Ciocolato [tot.65cc]	Espresso1 (start 0) 128 cdv (40 cc) Ciocolata(start 1) 32 cdv (25 cc)	7 gr	High	Ciocolato 4 gr 4gr/s		
(30) Caffè 1 con Ciocolato [tot.65cc]	Espresso1 (start 0) 128 cdv (40 cc) Ciocolata(start 1) 32 cdv (25 cc)	7 gr	High	Ciocolato 4 gr 4gr/s		

**SELECTION TABLE DOSES
CONCERTO PLUS**

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	22/01/2020	Sw code	Rev. 1.7	Country I
D.A. code	962654	Model	2ES8-R/IQ	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
(31) Caffè 2 con Ciocolato [tot.65cc]	Espresso2 (start 0) 128 cdv (40 cc) Ciocolata(start 1) 32 cdv (25 cc)	7 gr	High	Ciocolato 4 gr 4gr/s		
(32) Prodotto freddo 1 dosatore 4	Acqua (start 0) 90 cc		High	Poudre Froide 1 12,0 gr 4,0 gr/s Post frullatura REL a 2.5sec		
(33) Prodotto freddo 2 dosatore 7	Acqua (start 0) 90 cc		High	Poudre Froide 2 12,0 gr 4,0 gr/s Post frullatura REL a 2.5sec		
(34)Prodotto freddo 3 dosatore 8	Acqua (start 0) 90 cc		High	Poudre Froide 3 12,0 gr 4,0 gr/s Post frullatura REL a 2.5sec		
(35) Acqua fredda	90 cc					
(36) Caffè Ginseng [tot.60 cc]	Caffè Ginseng (start0) (60 cc) (73 cdv)	0 gr	Med	Caffè Ginseng 12 gr 4gr/s		
(37) Ginseng Macchiato [tot.80 cc]	Latte (start 0) (30 cc) Caffè Ginseng (start1) (50 cc) (61 cdv)	0 gr	High	Latte 4 gr 2,5 gr/s Caffè Ginseng 10 gr 4 gr/s		
(38) Latte Macchiato [tot.90 cc]	Latte (start 0) (65 cc) Espresso2 (start 1) (25 cc) (85 cdv)	7 gr	High	Latte 9 gr 2.5 gr/s		
(39) Latte Macchiato Premium [tot.90 cc]	Latte (start 0) (65 cc) Espresso1 (start 1) (25 cc) (85 cdv)	7 gr	High	Latte 9 gr 2.5 gr/s		

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO PLUS

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	22/01/2020	Sw code	Rev. 1.7	Country I
D.A. code	962654	Model	2ES8-R/IQ	

DISPOSIZIONE INFORMAZIONI GENERALI.

TABELLA PESI VALIDATORE:

Linea	A	B	C	D	E	F
Peso	5	10	20	50	100	200

PREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni a 0.30€.

NPRESSO SELEZIONI: Tutte le selezioni puntano al prezzo 1.

POSIZIONE PUNTO DECIMALE: 2.

TEMPERATURA CALDAIA EXP: 99.6 °C.

TEMPERATURA CALDAIA SOLUBILI: 94.0 °C.

RITARDI ACQUE / POLVERI: Ritardo polvere rispetto all'acqua 0.6 sec.

LINGUE: Italian, French, English, Espanol, German, Portugues Catalan, Polish, Czech, Nederlands, Hrvatski (Croato), Slovensko, Euskera, Eesti keel, Russian.

GRUPPO CAFFE Z4000 SE

GENERAL INFORMATION.

PAYMENT SYSTEMS DETAILS:

Line	A	B	C	D	E	F
Weight	5	10	20	50	100	200

SELECTION PRICE: All the selections to 0.30€.

SELECTION NPRICE: All selections are set price line 1.

DECIMAL POINT POSITION: 2.

TEMPERATURE BOILER EXP: 99.6 °C.

TEMPERATURE BOILER INSTANT: 94.0 °C.

WATER/POWDER DELAYS: Powder delays to water 0.6 sec.

LANGUAGE: Italian, French, English, Espanol, German, Portugues, Catalan, Polish, Czech, Nederlands, Hrvatski (Croato), Slovensko, Euskera, Eesti keel, Russian.

COFFEE GROUP Z4000 SE

MODIFICHE

Rev. 1.7

Gestione kit acqua calda.

Rev. 1.6

Nuove selezioni

Rev. 1.5

Aggiunte selezioni fredde.

Rev. 1.3

Aggiunto menu configurazione sciroppi.

Aggiunta procedura Raffreddamento caldaia.

Rev. 1.1

Corretta gestione gruppo caffè Z4000

SELECTION TABLE DOSES CONCERTO PLUS

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	22/01/2020	Sw code	Rev. 1.7	Country I
D.A. code	962654	Model	2ES8-R/IQ	

Implementazione funzionalità Zucchero "A rotazione".

Modifica tempo SW per sgancio bicchiere.

CHANGES

Rev. 1.7

Kit hot water management.

Rev. 1.6

New selections

Rev. 1.5

Added cold selections.

Rev. 1.3

Add menu syrups.

Add menu boiler cooling .

Rev. 1.1

Proper management coffee group Z4000

Implementation of "rolling" sugar function.

Modified: Cup release time.